

1600875 - Glucosemeter kit BG5S



Beschrijving

Controleer uw bloedsuikerspiegel met of zonder smartphone (iPhone en Android smartphones). Met Bluetooth-verbinding met iHealth Gluco+ uw bloedsuikerspiegel en geeft de resultaten weer op een nieuw gebruiksvriendelijk wit LED-scherm en op uw smartphone. Bewaar het apparaat veilig en neem het onderweg mee in het praktische opbergzakje. Inclusief 10 teststrips en 1 prikpen. Teststrips zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.

Voordelen

- Meting en controle van de glucosespiegel voor diabetespatiënten
- 500 metingen worden bijgehouden op het geheugen van het apparaat
- Volgt gegevens, grafieken en geschiedenis op de iHealth Gluco-Smart App
- Alleen compatibel met iHealth teststrips
- Evaluatie van metingen zoals aanbevolen door internationale richtlijnen
- Deel uw medische gegevens met uw zorgverlener of familie
- Batterij die een maand lang mee gaat. Zodra de batterij bijna leeg is, laat het u dat weten.

Specificaties

Merk	ihealth
Categorie glucometer	Glucometers en teststrips
Europese Regelgeving	98/79/EC - Overige
Type verpakking	Stuk