

## 1514465 - Schiller AED Muurkast Model 100



### Beschrijving

De Aivia 100 is een autonome muurkast op batterijen (4xLR20) voor het veilig bewaren van uw AED. Hij voldoet aan alle CE normen en is uitsluitend bedoeld voor binnengebruik. Bij opening van de kast gaat een alarm van 95db af. In geval van lichtnood, springt automatisch de ledverlichting aan.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Schiller
<b>Type verpakking</b>	Stuk