

## 1102893 - Wandbeugel vast 46 cm - antislip - wit - 1 st



### Beschrijving

Advys vaste wandbeugel antislip met zuignap uit kunststof met fijne ribbels ondersteunt personen in woonzorgcentra en ziekenhuizen, assistentiewoningen en in de badkamer. De wandbeugel voldoet met een veiligheidsindicator aan strenge TUV-testen, de indicator geeft permanent de onderdruk onder de zuignap en geeft een betrouwbare indicatie wanneer de zuigkracht vermindert en de beugel niet meer veilig is. De beugel blijft bevestigd aan het oppervlak gemiddeld zo'n 24u tot 12 dagen afhankelijk van de poreusheid van het oppervlak, het is dus van belang de beugel regelmatig te controleren en eventueel losmaken indien nodig en opnieuw te plaatsen. De bevestiging ervan gebeurt met schroeven omwille van het feit dat de ondergrond onbekend is. De maximale belasting hangt dan ook eerder af van de bevestiging als de keuze van de beugel zelf. De beugel kan makkelijk gedemonteerd worden om te reinigen en mee te nemen op verplaatsing zoals op reis. De wandbeugels zijn geschikt voor diverse oppervlakken (keukens, badkamers, geschilderde muren etc.), ze worden beter niet geplaatst op poreuze of ongelijke ondervlakken en tegels die kleiner zijn dan 14 cm. Het is belangrijk dat de het oppervlak schoon en droog is bij de bevestiging ervan.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Other
<b>Buigingshoek van 60°</b>	Nee
<b>Samenstelling</b>	Beugels: kunststof, metalen: roestvrij staal, zuignappen: rubberen samenstelling
<b>Categorie wandbeugels</b>	Rechte wandbeugels
<b>Lengte wandbeugel</b>	460 mm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk