

## 1559153 - Verpleegdeken - 2-delig - lange mouwen - fire resist - bovenste deel - 1 st



### Beschrijving

**Fico's** verpleegdekens voor zeer onrustige patiënten bieden de gebruiker een ideale balans tussen bewegingsvrijheid en bescherming. De verpleegdekens voorkomen bloot liggen, uit bed vallen en het stuk trekken van incontinentie materiaal. Bij het 2-delig verpleegdeken wordt het zwarte deel onder de matras gelegd en verankerd aan het bedframe (dit deel blijft altijd liggen) en dicht geritst aan het lichtblauwe bovenste deel waar de patiënt onder ligt. Dit bovenste deel kan afgeritst worden voor reiniging. Het 2-delig verpleegdeken FR is voor zeer onrustige patiënten waar er een risico is dat de patiënt de matras omtrekt. Het 2-delig verpleegdeken Fire Resist heeft een permanente brandvertragende eigenschap en de stof is sterk en scheurbestendig. Het mag gewassen worden op 60°.

### Specificaties

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Merk</b>               | Fico  |
| <b>Product afmetingen</b> | B 90 cm, L 200 cm   |
| <b>Samenstelling</b>      | Bovendeel (vepleegdeken): 34,5% katoen , 31% pes, 22,5% modacryl, 12% viscose |
| <b>Normeringen</b>        | BS EN 1021-1-2; 410 N   |
| <b>Type verpakking</b>    | Stuk  |