

## 1571898 - kBox4 Lite Advanced Plus System



### Beschrijving

Het kBox4 Lite Advanced Plus System wordt erkend voor zijn kwaliteit, gebruiksgemak, technologie, ergonomie, evaluatie en wetenschappelijke publicaties. Het Advanced Plus System bevat het Kbox4 Lite Platform, de kMeter II, de Angle Adjuster, zes vliegwielen, een afdekmat, een heupgordel en harnas (5-pack), hoofdharnas, een kBar, Ankle Cuffs, een voetblok, Elevation Blocks (2-pack), een extensiegordel, een draagtas voor de vliegwielen en twee versies kGrips. Dit alles wordt geleverd samen met een kit waarmee men de kBox4 aan de vloer kan bevestigen.

### Kenmerken

- Polyvalent trainingsapparaat voor oefeningen van bovenlichaam, de romp en het onderlichaam
- Draagbaar
- Het bluetooth kMeter feedback systeem kan worden gebruikt om het werkelijke vermogen en vele andere parameters te meten en vast te leggen
- Uitzonderlijk gemakkelijk te gebruiken
- Voor individueel thuisgebruik
- 1-4 grote vliegwielen
- Inertie tot 0,200 kgm<sup>2</sup>
- Feedbacksysteem kMeter II
- Afmeting 76 x 51 cm
- Gewicht: 9 kg

## Specificaties

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Merk</b>                 | Exxentric  |
| <b>sku</b>                  | 1571898    |
| <b>Europese Regelgeving</b> | 2001/95/EC |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk       |