

1007324 - Tongspatels in hout - niet steriel - 1 x 100 st



Beschrijving

Niet-steriele tongspatel vervaardigd uit berkenhout geschikt voor medisch gebruik. De tongspatel heeft een lengte van 150 mm, is 1,6 mm dik en heeft een breedte van 18 mm.

Specificaties

Merk	Cemex_Trescon
Product afmetingen	B 1.8 cm, L 15 cm
SKU leverancier	70807
Steriel	Nee
Soort spatel	Houten spatels
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Doos