

## 1551183 - K180 opthalmoscoop set kop - LED - 2,5V - batterij en handvat diafragme - etui - 1 st



### Beschrijving

K180 opthalmoscoop set geeft een helder licht voor een duidelijk beeld, dit biedt medische professionals een hoge kwaliteit en goede prijs-kwaliteitsverhouding.

#### Voordelen

- Betrouwbare diagnose
- 5 verschillende diafragma's in 2 varianten
- Uitstekende verlichting
- Flexibel: vervangbare batterijen, oplaadbare USB

## Specificaties

<b>Merk</b>	Heine
<b>Inclusief bij het product</b>	Batterij; 1st, handvat; 1st, etui; 1st
<b>Handvat otoscoop</b>	Oplaadbaar handvat
<b>Verlichting</b>	LED
<b>Voltage</b>	2,5 V
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk