

## 1549489 - Relax U-sit kussen - bi-tec - L 145 x B 45 cm - 1 st



### Beschrijving

Het **Fico** relax U-sit b-tec kussen is ademend, ondoordringbaar voor vloeistoffen en ademend. Het kussen is ontworpen voor personen die last hebben van hun staartbeentje of een operatie hebben gehad aan hun achterwerk. Bij deze personen is het noodzakelijk om de opening van het kussen te regelen en zo te plaatsen dat op de pijnlijke plaats de druk kan worden weggenomen. Voor jonge moeders die ingeknipt zijn bij de bevalling en voor wie daarna het zitten moeilijk en pijnlijk is, is het U-sit-kussen ideaal. Het u-sit kussen weert schimmels, is antibacterieel en brandvertragend (BS 6807 CRIB 5). Het kussen is te wassen op 40°C alsook te ontsmetten met bijna elk ontsmettingsmiddel.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Fico
<b>Product afmetingen</b>	B 45 cm, L 145 cm
<b>Samenstelling</b>	Hoes: Bi-tec materiaal: 45% PE/ 55% PU, 190g/m <sup>2</sup> , Vulling: minipolystyreenkorrels - 35,9 kg/m <sup>3</sup> , korrelgrootte 0,9-1,18mm
<b>Merk positioneringsmateriaal</b>	Relax
<b>Wasbaar</b>	40° C
<b>Type verpakking</b>	Stuk