

## 1532772 - Onderzoekslamp LED 120F - op rollend statief - veer arm - 1 st



### Beschrijving

Zeer krachtige **Dr. Mach** onderzoekslamp voor behandelingen in de kleine chirurgie, met een uitstekende kleurweergave. De uitvoering met variabele focus is uitgerust met lichtstelsel R86, een koudlichtreflector met warmtefilter.

#### Voordelen

- Zonder focusregeling
- Kleurweergave index Ra: 86
- Kleurtemperatuur 4300 K
- Lichtveldgrootte: 14 cm
- Diameter lamp: 15 cm
- LED lamp 40 Watt

## Specificaties

<b>Merk</b>	Dr. Mach
<b>Focusregeling</b>	Ja
<b>Diameter lamp</b>	29 cm
<b>Aantal LED's</b>	12
<b>Lichtintensiteit</b>	50000 lux
<b>Lichtveldgrootte</b>	13 tot 18 cm
<b>Touchless bediening</b>	Nee
<b>Lengte van de arm</b>	89 cm
<b>sku</b>	1532772
<b>Normeringen</b>	EN ISO 13485:2016
<b>Categorie onderzoekslampen</b>	Onderzoekslamp
<b>Model onderzoekslamp</b>	Statief model
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk