

## 1000071 - Accu-chek Softclix lancetten - 1 x 200 st



### Beschrijving

De lancetten hebben een siliconenlaagje waardoor het binnendringen in de huid gemakkelijker gaat. De speciale 3-vlakslijping zorgt ervoor dat voldoende bloed beschikbaar komt om uw bloedglucose te kunnen meten. De Accu-Chek® Softclix is instelbaar op 11 prikdieptes en heeft speciale lancetten die voorzien zijn van een zacht siliconenlaagje.

### Specificaties

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                           | Roche                        |
| <b>Compatibel met</b>                 | Accu-chek Softclix prikpen   |
| <b>Met prikpen</b>                    | Nee                          |
| <b>Categorie glucometer</b>           | Priksystemen en lancetten    |
| <b>Merk priksystemen en lancetten</b> | Roche Accu-Check             |
| <b>Type lancet</b>                    | Standaard lancet             |
| <b>Europese Regelgeving</b>           | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa |
| <b>Type verpakking</b>                | Stuk                         |