

1543435 - BY 84 analoge babyfoon - 1 st



Beschrijving

De analoge babyfoon laat je op het display zien hoe het met je baby gaat aan de hand van babyemoties. Dankzij het extreem grote bereik van maximaal 800 m is het apparaat geschikt voor elk huishouden. Het apparaat heeft een indicator dat aangeeft wanneer u baby slaapt, wakker is of huilt.

Voordelen

- 16 tonen
- 1-weg communicatie
- Energiebesparende modus, batterijstatus indicator
- Geeft het geselecteerde kanaal weer

Specificaties

Merk	Beurer
Bebat tax	0.06 EUR
sku	1543435
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk