

## 1501313 - Zuurstofsaturatiemeter - 1 st



### Beschrijving

De ECO-pulsoximeter meet de zuurstofsaturatie in het bloed (SpO<sub>2</sub>), de hartslag en het staafdiagram voor de hartslag. Het is geschikt voor patiënten van 15 tot 110 kg. Het bevat een OLED-scherm en schakelt automatisch uit na 5 seconden.

Metingen: SpO<sub>2</sub>: 0 tot 100%, +/- 2% nauwkeurigheid. Puls: 30 tot 250 bpm, nauwkeurigheid binnen +/- 2 bpm.

Geleverd met 2 AAA batterijen en koord.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Comed
<b>Gewicht product</b>	0.05 kg
<b>Geheugen</b>	Nee
<b>Bluetooth</b>	Nee
<b>Met snoer</b>	Ja
<b>Type batterij</b>	AAA
<b>Bebat tax</b>	0.06 EUR
<b>LED kleurenscherm</b>	Ja
<b>Met ritmestroom</b>	Nee
<b>Aantal batterijen</b>	2
<b>Automatische switch-off functie</b>	Ja
<b>Normeringen</b>	ISO 80601-2-61:2017
<b>sku</b>	1501313
<b>Dikte vinger</b>	7,5 mm
<b>Doelgroep</b>	Kinderen Volwassenen
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Stuk