

1501313 - Zuurstofsaturatiemeter - 1 st



Beschrijving

De ECO-pulsoximeter meet de zuurstofsaturatie in het bloed (SpO₂), de hartslag en het staafdiagram voor de hartslag. Het is geschikt voor patiënten van 15 tot 110 kg. Het bevat een OLED-scherm en schakelt automatisch uit na 5 seconden.

Metingen: SpO₂: 0 tot 100%, +/- 2% nauwkeurigheid. Puls: 30 tot 250 bpm, nauwkeurigheid binnen +/- 2 bpm.

Geleverd met 2 AAA batterijen en koord.

Specificaties

Merk	Comed
Gewicht product	0.05 kg
Geheugen	Nee
Bluetooth	Nee
Met snoer	Ja
Type batterij	AAA
Bebat tax	0.06 EUR
LED kleurenscherm	Ja
Met ritmestroom	Nee
Aantal batterijen	2
Automatische switch-off functie	Ja
Normeringen	ISO 80601-2-61:2017
Dikte vinger	7,5 mm
Doelgroep	Kinderen Volwassenen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk