

## 1575966 - Premium vloeibare alcohol voor handdesinfectie - S4 - 6 x 1 l



### Beschrijving

Help de verspreiding van infecties voorkomen met de zeer effectieve vloeibare alcohol voor handdesinfectie met 80% gedenatureerde alcohol (w/w). Speciaal geformuleerd voor veelvuldig gebruik, bewezen veilig voor de huid en zonder opbouw van plakkerige resten. Ideaal voor de gezondheidszorg en voldoet zelfs aan de vereisten voor scrubruimten. De huid wordt gehydrateerd zonder dat er plakkerige resten achterblijven. Geschikt voor alle zeep- en huidverzorgingsdispensers (S4).

Het onderhoud verloopt moeiteloos en het gebruiksvriendelijke vulsysteem is in minder dan 10 seconden na te vullen. Effectief tegen een grote verscheidenheid aan bacteriën.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Tork
<b>SKU leverancier</b>	424115
<b>Inhoud</b>	1000 ml
<b>Samenstelling</b>	Ethanol 80 g/100g, Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol
<b>Ingrediënten</b>	Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol
<b>Normeringen</b>	EN 1500; EN 12791; EN 14476
<b>Geur</b>	Alcohol geur
<b>Kleur</b>	Transparant
<b>Kwaliteitsniveau</b>	Premium
<b>Systeem</b>	S4 - Dispensers Foam
<b>Uitstraling</b>	Vloeibare zeep
<b>pH-waarde</b>	4.8 - 5.4
<b>Type verpakking</b>	Karton