

## 1601072 - Schiller Fred Easy Semi-Automatisch Franstalig



### Beschrijving

De semi-automatische externe defibrillator FRED Easy maakt reanimatie nog eenvoudiger en doeltreffender. Het is het perfecte apparaat voor professionals in de gezondheidszorg en het grote publiek (PAD).

**FRED Easy is verkrijgbaar in de volgende versies:**

- Volautomatische modus: bevestig elektroden op de patiënt, zet het apparaat aan en laat het apparaat analyseren en de schok toedienen indien nodig.
- Semi-automatische modus: bevestig de elektroden op de patiënt, zet het apparaat aan en volg de instructies, druk op de schokknop als het apparaat dat aanbeveelt.
- Handmatige override: artsen kunnen de AED-modus uitschakelen en beslissen of ze willen defibrilleren of niet.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Schiller
<b>sku</b>	1601072
<b>Gewicht</b>	3 kg
<b>Type verpakking</b>	Stuk