

## 1600524 - TwinStream™ ICU - voor 10 tot 200 kg



### Beschrijving

De TwinStream™ ICU biedt ventilatie met ongeëvenaarde efficiëntie en veiligheid. Het is het enige systeem op de markt dat pulserende Bi-Level Ventilatie p-BLV™ biedt. De p-BLV™-module genereert een pulserende gaskolom. Dit bevordert een optimale gasuitwisseling, conditionering van het ademgas en overdracht van de drukgolffamplitude in de long. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van conventionele beademingssystemen.

#### Kenmerken:

- Verhoging van de functionele restcapaciteit
- Lagere beademingsdruk
- Effectievere gasuitwisseling in vergelijking met conventionele beademing
- Eenvoudige voorbereiding van het apparaat
- Gemakkelijk te gebruiken

### Specificaties

<b>Merk</b>	Carl Reiner
<b>Normeringen</b>	ISO 13485
<b>Type beademing</b>	Invasieve beademing
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Stuk