

1609110 - Tena Fix Premium Medium - 8 x 25 st



Beschrijving

Wanneer u het assortiment voorgevormde incontinentieverbanden van TENA Comfort gebruikt, zal TENA Fix ze stevig op hun plaats houden. De herbruikbare en ademende fixatiebroekjes hebben een naadloos ontwerp dat drukpunten minimaliseert. Kies uit een maat tussen XS tot 3XL voor de perfecte pasvorm. Dat zal zowel dag als nacht een comfortabele en betrouwbare bescherming bieden tegen doorlekken.

Het TENA Fix fixatiebroekje kan tot 50 keer op 60 graden worden gewassen, gevolgd door voorzichtig drogen in de droger, zonder zijn vorm te verliezen. De latexvrije fixatiebroekjes zijn gemaakt van 96% polyester en 4% elastaan en draagt bij aan behoud van een gezonde huid.

Specificaties

Merk	essity_tena
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Karton