


## 1560003 - LYS-5631 zuigset - 1 x 10 st



### Beschrijving

Deze Link Yankauer sets zijn vooraf aangesloten op een Pennine zuigaansluiting van 3 meter, LY-3601 Midi VC inbegrepen. Voor algemene chirurgische afzuiging. Steriel dubbel verpakt in individuele peel pouches.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Pennine
<b>Product afmetingen</b>	L 300 cm
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos