

## 1600431 - WA ProBP 2400 digital NIBP device - 1 st



### Beschrijving

De ProBP 2400 van **Welch Allyn** is geen doorsnee elektronische bloeddrukmeter. Het is een betaalbaar, professioneel apparaat waarop u kunt vertrouwen om de bloeddruk van uw patiënten nauwkeurig te meten ondanks veel voorkomende onderliggende omstandigheden. Het biedt u de kwaliteit, duurzaamheid en functies die u niet krijgt van bloeddrukmeters voor thuisgebruik die voornamelijk ontworpen zijn voor algemeen gebruik. Het biedt u een consistente techniek die niet verzekerd is met handmatige bloeddrukmeters.

#### Voordelen

- Detectie van een onregelmatige bloeddruk
- Inklapbaar handvat
- Lithium-Ion batterij
- Afmetingen: hoogte: 11,5 cm, breedte: 30,5 cm, lengte: 23,5 cm

### Specificaties

<b>Merk</b>	WelchAllyn
<b>sku</b>	1600431
<b>Type bloeddrukmeter</b>	Digitale bloeddrukmeters
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk