

## 1560659 - Arriscope 1.1 - 3D surgical microscope



### Beschrijving

De ARRISCOPE tilt microchirurgische beeldvorming naar een hoger technologisch niveau. Zijn volledig digitale 3D-beeldvormingsketen levert kristalheldere beelden en video's met hoge resolutie. De LED-verlichting en de gehele beeldverwerkingsketen zijn geoptimaliseerd door Munich Surgical Imaging.

#### Kenmerken:

- Hoge resolutie 3D 4K-video's voor weergave van de fijnste details
- De keuze tussen chirurgie met een stereoscopisch oculair met hoge resolutie of een 3D 4k-monitor.
- Video's kunnen draadloos worden weergegeven op maximaal vier monitoren tegelijk
- Video-opname kan worden toegevoegd met maximaal 60 seconden voorafgaande beeldvorming, zodat belangrijke sequenties kunnen worden opgenomen en niet verloren gaan
- Natuurlijke 3D-weergave en kleurweergave
- 32" geïntegreerde 3D 4k-monitor voor een optimale co-observatie-ervaring

### Specificaties

<b>Merk</b>	arri
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk