

## 1576342 - Intraoperatieve sondes voor eenmalig gebruik - 8 MHz - steriel - 1 x 10 st



### Beschrijving

Kwaliteitscontrole is van vitaal belang bij het uitvoeren van operaties, om secundaire ingrepen en heroperaties te voorkomen. Intraoperatieve Doppler-echografie biedt onmiddellijk bewijs van succes bij vasculaire reconstructieve procedures.

#### Kenmerken

- Steriel geleverd - klaar voor onmiddellijk gebruik.
- Onmiddellijke visualisatie van Dopplergolfvormen kan de bloedstroom bevestigen met de nieuwe DMX digitale Doppler-eenheid.
- 8MHz-werking voor betrouwbare flowdetectie in eigen vaten.
- Eenvoudige bediening - speciale elektronische adapter is bestand tegen diathermie-interferentie en maakt aansluiting op de Dopplex DMX waveform Doppler mogelijk.
- Bij gebruik van de Dopplex DMX kunnen bidirectionele snelheidsgolfvormen worden opgeslagen op de ingebouwde geheugenkaart en worden gearchiveerd of afgedrukt met behulp van het softwarepakket Dopplex Vascular Reporter.
- Lichtgewicht en gemakkelijk vast te houden.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Huntleigh
<b>Frequentie sonde</b>	8MHz
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk