

## 1572333 - Handschoenen Nitril - niet-steriel - blauw - L - 10 x 100 st



### Beschrijving

Texa® Nitril zijn professionele onderzoekshandschoenen met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Geschikt voor niet-steriele medische toepassingen. Ideaal voor gebruikers met latexallergie, de handschoenen zijn poedervrij.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Texa
<b>Gepoederd</b>	Nee
<b>Manchetlengte</b>	24 cm
<b>Samenstelling</b>	Nitril
<b>HACCP-conform</b>	Nee
<b>Steriel</b>	Nee
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Maat</b>	L
<b>Sterilisatie methode</b>	Niet van toepassing
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Karton