

1539421 - MaiMed® film - 2,5 cm x 9,14 m - niet-steriel - 1 x 12 st



## Beschrijving

**MaiMed®**-film is een plakverband in rol. Het is een transparant fixeermiddel dat gemakkelijk in de lengte en breedte kan worden gescheurd voor snelle gebruik. Bovendien is het geschikt voor het vast maken van verbanden, kompressen en katheters. Het product is huidvriendelijk, hypoallergeen en ademend. Ook is het water- en vuilafstotend en latexvrij en gemaakt van polyethyleen met polyacrylaatlijm.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Maimed
<b>SKU leverancier</b>	00077210
<b>Steriel</b>	Nee
<b>Kompres</b>	Nee
<b>Geperforeerd</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	Polyethyleen met polyacrylaat kleeflaag
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Transparant
<b>Maat</b>	2,5 cm x 9,14 m
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Doos