

1003442 - Pro-ophta® oogcompressen - 5,3 x 6,6 cm - 1 x 12 st



Beschrijving

L&R Pro-Optha® oogcompressen worden gebruikt bij oogheelkundige chirurgie en andere medische procedures. Ze zijn gemaakt van een zachte en absorberende stof die helpt bij het reinigen en beschermen van het oog tijdens en na de chirurgie. Deze compressen zijn verkrijgbaar in verschillende maten om verschillende oogvormen te passen en zijn verpakt in individuele, gemakkelijk te openen zakjes om hun steriliteit te behouden.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Samenstelling	Binnenkant: katoenen watten, buitenkant: langs beide zijden afgedekt met verbandgaas 100% katoen
sku	1003442
Maat	5,3 x 6,6 cm
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Verpakking	1 x 12 st
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos