

## 1003442 - Pro-ophta® oogkompresen - 5,3 x 6,6 cm - 1 x 12 st



### Beschrijving

**L&R** Pro-Optha® oogkompresen worden gebruikt bij oogheelkundige chirurgie en andere medische procedures. Ze zijn gemaakt van een zachte en absorberende stof die helpt bij het reinigen en beschermen van het oog tijdens en na de chirurgie. Deze compresen zijn verkrijgbaar in verschillende maten om verschillende oogvormen te passen en zijn verpakt in individuele, gemakkelijk te openen zakjes om hun steriliteit te behouden.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Lohmann Rauscher
<b>Samenstelling</b>	Binnenkant: katoenen watten, buitenkant: langs beide zijden afgedekt met verbandgaas 100% katoen
<b>Maat</b>	5,3 x 6,6 cm
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Verpakking</b>	1 x 12 st
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Doos