

## 1549869 - Cushion Nasal Cannula Pediatric SOFT + 2.1 m tubing - 1 x 50 st



### Beschrijving

AirLife® neuscanules met kussen. Deze neuscanules zijn zacht en doorzichtig voor optimaal comfort van de patiënt. Alle toevoerslangen zijn knikbestendig om verstopping en knikken te voorkomen. 50 canules per doos, individueel verpakt.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Airlife
<b>Type beademing</b>	Non invasieve beademing
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos