

## 1501698 - Manuele bloeddrukmeter G7 - 1 slang - velcromanchet volwassenen - etui - 1 st



### Beschrijving

Manuele bloeddrukmeter met exclusief drukverdelingssysteem is vervaardigd uit een metalen behuizing met schokabsorberende, antislip coating. Met een verstelbare lichtmetalen lepel, geschikt voor zowel links -als rechtshandigen, grote insufflatiebol dat 50% groter is voor zodanig dat de manchet snel kan worden opgeblazen. Met een exclusief ontluichtingsventiel dat zorgt voor een fijne en nauwkeurige aanpassing van de luchtafgiftesnelheid en het snel kunnen leeglopen. Een rubberen stop voorkomt klepvergrendeling. Met een enkelvoudige manchet van hoge kwaliteit met velcro sluiting. De manuele bloeddrukmeter G7 is vrij van latex.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Heine
<b>sku</b>	1501698
<b>Type bloeddrukmeter</b>	Aneroïde bloeddrukmeters
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
<b>Type verpakking</b>	Stuk