

1575249 - FM 150 PRO Compressie massage apparaat voor benen - 1 st



Beschrijving

Dit massage apparaat verbetert de bloedsomloop door luchtdrukmassage van de dijen en onderbenen. Afwisselend opblazende en leeglopende luchtkussens revitaliseren en verlichten spanning, waardoor vermoeide en zware benen worden verlicht. Het voorkomt ook spataders en spataderen, laat spanning los, de manchetten worden afwisselend opgeblazen. Het apparaat wordt eenvoudig bedient met een bedieningsschakelaar, is veelzijdig inzetbaar voor thuis en onderweg. De beenmanchetten met klittenbanden kunnen individueel afgestemd worden.

Voordelen

- Met timerfunctie 10/20/30 min
- Met veiligheids STOP-knop
- 4 manchetten: 2 dij -en 2 onderbeenmanchetten
- Met leegloopfunctie
- Batterij -of netvoeding, beide zijn mogelijk (4 x 1.5 V AA)

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 23.5 cm, H 0.5 cm, L 85 cm
SKU leverancier	64327
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk