

1532305 - Digitale bloeddrukmeter BP A1 Easy - flexibele manchet met bereik 22-42 cm - bovenarm - 1 st



Beschrijving

BP A1 Easy is een compacte bloeddrukmeter van **Microlife**. De manchet is geschikt voor armomtrekken die liggen tussen de 22 cm en 42 cm. Gentle+-technologie zorgt ervoor dat de manchet nooit harder wordt opgepompt dan nodig. Deze betrouwbare bloeddrukmeter kan daarnaast onregelmatige hartslag detecteren en wordt weergegeven in het display met het IHB symbool.

Voordelen

- Vroegtijdige detectie op een onregelmatige hartslag
- Optimale drukregeling tijdens het opblazen van de manchet
- Weergave datum & tijd
- Slaat de laatste meting in het geheugen op
- Afmetingen: 180 x 110 x 75 mm
- Uitgerust met een draagtas, 4xAA alkaline batterijens, BP dagboek en manchet M-L (22-42cm)

Specificaties

Merk	Microlife
Bebat tax	0.06 EUR
sku	1532305
Normeringen	EN ISO 13485:2016
Type bloeddrukmeter	Digitale bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk