

1502203 - Digitale 24-uurs bloeddrukmeter Watch BP03 AFIB - velcromanchet M/L - draagtas - 1 st



Beschrijving

De WatchBP O3 van **Microlife** is volledig programmeerbaar en heeft gescheiden dag- en nacht intervallen. De WatchBP O3 is de enige 24-uurs bloeddrukmeter in de wereld met de mogelijkheid om tijdens een bloeddrukmeting, atriumfibrilleren op te sporen. De **Microlife** bloeddrukmeter wordt geleverd met software waardoor de belangrijkste uitslagen in één oogopslag kunnen worden beoordeeld.

Voordelen

- Detecteert Atriumfibrilleren (AF)
- Klinisch gevalideerd (BHS protocol)
- 24-uurs metingen conform de ESH en NHG richtlijnen
- Programmeerbare interval per 15/20/30/60 minuten voor dag- en/of nachtmetingen
- Licht & compact - ontwikkeld om patiënt meer comfort te bieden
- PC connectivity - verzend bloeddrukgegevens naar elke PC via USB (geschikt voor HIS systeem)

WATCHBP ANALYZER V1.0.0.33 INSTALLER 20200526EXE

Specificaties

Merk	Microlife
Bebat tax	0.06 EUR
sku	1502203
Normeringen	EN ISO 13485:2016
Type bloeddrukmeter	Ambulante 24 uur bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk