

## 1518676 - Surecan® Safety II - portnaalden - leiding 19 cm met klem - 20G x 20 mm - geel - 1 x 20 st



### Beschrijving

Het unieke design van Surecan® Safety II zorgt voor een optimaal comfort van zowel de gebruiker als de patiënt. Het intuïtieve veiligheidsmechanisme. **B. Braun** Surecan® Safety II is geïndiceerd voor maximaal zeven dagen infusie van chemotherapie, antibioticatherapie, transfusie en voor bloedafname en parenterale voeding. Surecan® Safety kan ook worden gebruikt voor injectie van contrastvloeistof onder hoge druk tot 325psi.

#### Voordelen

- Ergonomische vleugels met laag profiel om het aanprikken en verwijderen te vergemakkelijken
- Transparante basis voor een betere zichtbaarheid bij het aanprikken
- Schuine naald die de levensduur van het septum maximaliseert
- Niet-absorberende mousse die het risico op infectie vermindert
- Hoge druk bestendig
- Groen puntje ter bevestiging van het correcte gebruik van het veiligheidsmechanisme
- Uitgebreid gamma met verschillende naaldlengten aangepast aan de anatomie van de patiënt

## Specificaties

<b>Merk</b>	Braun
<b>Lengte naald</b>	20 mm
<b>Diameter naald</b>	0.9 mm
<b>Veiligheidsmechanisme</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	Zonder ftalaten
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>sku</b>	1518676
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Geel
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos