

## 1015837 - Ontsmettingsalcohol 70% - 100 ml - 1 st



### Beschrijving

Een krachtige ontsmettingsalcohol met 70% gedenatureerd ethanol in een kleine hoeveelheid van 100 ml die snel inwerkt na 30 seconden. Gebruik deze oplossing voor het ontsmetten van oppervlakten en instrumenten zoals stethoscopen.

*Gebruiksaanwijziging:* Breng de ontsmettingsalcohol rechtstreeks of met behulp van een steriel kompres aan op de huid of instrumenten.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Fagron
<b>sku</b>	1015837
<b>Geur</b>	Alcohol geur
<b>Inhoud</b>	100 ml
<b>Type verpakking</b>	Stuk