

## 1543910 - Sloop standaardkussen - 1 st



### Beschrijving

Sloop voor een standaardkussen garandeert een optimale hygiëne en lange levensduur van het kussen. Te wassen in de wasmachine op 60°C.

## Specificaties

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Merk</b>                         | Renol  |
| <b>SKU leverancier</b>              | RCB62488   |
| <b>Samenstelling</b>                | 100% katoen  |
| <b>Normeringen</b>                  | EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008 |
| <b>sku</b>                          | 1543910  |
| <b>Kleur sloop</b>                  | Blauw  |
| <b>Merk positioneringsmateriaal</b> | Renol  |
| <b>Wasbaar</b>                      | 60° C  |
| <b>Europese Regelgeving</b>         | MDR - 2017/745/EU - Klasse I   |
| <b>Type verpakking</b>              | Stuk   |