

1003159 - Texa® elastische fixatiewindels - niet steriel - cello - 10 cm x 4 m - 1 x 20 st



Beschrijving

De Texa® fixatiewindels zijn witte niet-steriele elastische windels voor eenmalig gebruik geschikt voor de fixatie van verbanden op ledematen en gewrichten. Ze zijn vervaardigd uit 41% katoen en 59% polyamide en zijn rekbaar tot 120%. Beschikbaar in diverse afmetingen en verkrijgbaar in vrac (zonder cellofaan) of individueel verpakt in cellofaan. 20 windels per verpakking.

Specificaties

Merk	Texa
Samenstelling	41% katoen, 59% polyamide - 17-draads
Steriel	Nee
Zelfklevend	Nee
Kleur	Wit
Maat	10 cm x 4 m
Sterilisatie methode	Stoom
Verpakking	Met cello
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos