

## 1549914 - Aspiratietoestel New Askir 30 met Flovac liner 1L - 1 st



### Beschrijving

New Askir 30 van **Cami** met Flovac liner 1L is een elektrische afzuigunit bureautype met een vloeistofopvangpot met overloopventielsysteem, 6x10 silicone tubes (autoclaveerbaar) + conische antibacteriële connector 8-9-10 mm en een hydrofobe filter voor (single-patient) CH20 canule netsnoer met Schuko-stekker.

Geschikt voor nasale, orale en endotracheal aspiratie van lichaamsvloeistoffen zoals slijm of catarre voor kinderen en volwassenen. Geïndiceerd voor patiënten die een tracheotomie hebben ondergaan of kleine chirurgische toepassingen en postoperatieve therapie in de thuiszorg, de hoofdunit is voorzien van een vacuümmeter (mmHg en kPa) en vacuümregelaar. Voldoet aan 'voor gebruik in de thuisomgeving' en heeft een beschermingsgraad IP21, - classificatie. Wordt aangedreven door een motor zonder olie en een onderhoudsvrije zuigerspomp, heeft een netvoeding van 230V) 50 Hz en een stroomverbruik van 110 VA. Een maximum vrije luchtstroom 40l/min en heeft een non-stop werking (inschakelduur).

## Specificaties

<b>Merk</b>	Cami
<b>Product afmetingen</b>	B 18 cm, H 21 cm, L 36 cm
<b>Gewicht product</b>	3.6 kg
<b>Max. airflow</b>	40 L/m
<b>Volume bokaal</b>	1000 ml
<b>Normeringen</b>	EN 60601-1-11; ISO 10079
<b>Geluidsniveau</b>	60.5 db
<b>Alimentatie</b>	Netstroom
<b>Type container</b>	Container met wegwerpzak
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk