


## 1560001 - LY-4600 Yankauer midi supertip - 1 x 50 st



### Beschrijving

Deze Link Yankauers zijn rechte, transparante afzuigtoestellen voor gebruik met een afzuigslang. Voor algemene en fijne afzuiging en afzuiging van grote volumes. Steriel dubbel verpakt in individuele peelpacks.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Pennine
<b>Product afmetingen</b>	L 25.5 cm
<b>Steriel</b>	Ja
<b>sku</b>	1560001
<b>Diameter sonde</b>	Ch 12
<b>Model</b>	LY-4600
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos