

1561325 - Dermatoscoop DELTAone - wit - 1 st



Beschrijving

DELTAone ondersteunt medische professionals voor het onderzoeken van hun patiënten en geeft een kristalhelder beeld dat bereikt wordt met behulp van het achromatische Heine optische systeem. De DELTAone is compact en past in elke dokterstas, heeft een prima kleurweergave dankzij de LED HQ. Polarisatie elimineert reflecties en verbinding, een omschakeling van contactonderzoek naar contactloos onderzoek gebeurt steeds vlot met de DELTAone. Digitale documentatie wordt mogelijk gemaakt dankzij de exclusieve Heine DERM-app of het **Heine** Cube-systeem.

Specificaties

Merk	Heine
Gezichtsveld	21 mm
Categorie dermatoscopen	Dermoscopen
Gebruikers dermatoscopen	Huisartsen
Soort licht	Gepolariseerd/niet gepolariseerd (via switchknop)
Vergroting	10 x
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk