

1000376 - L&R verbanddoos Industry I - 1 st



Beschrijving

L&R Industry I verbanddoos is een praktische stevige uitklapbare tas met zorgvuldig geselecteerde producten in transparante opbergzakjes. De verbandkit is ongevoelig voor invloeden van buitenaf zoals vloeistoffen en vuil. De producten hebben steeds een bijhorende duidelijke en volledige beschrijving.

Inhoud koffer:

- 1 Gummi knevelverband 5 cm
- 1 Reanimatie tube Vento
- 1 "Listerschaar" 14 cm
- 2 Steriele drukverbanden 7 x 10 cm
- 1 Steriel drukverband 12 x 14 cm
- 1 Steriel driehoeksverband 90 x 90 x 130 cm
- 2 Cambric windsels licht onder cellofaan 5 cm x 5 m
- 2 Cambric windsels licht onder cellofaan 7 cm x 5 m
- 4 Doosjes hydrofiele watten 10 g
- 1 Hechtpleister 1,25 cm x 5 m
- Hechtpleister 2,5 cm x 5 m
- 1 Doosje Stella Plast 6 cm x 1 m
- 10 Veiligheidsspelden in een zakje
- 1 Nota "Eerste hulp", officiële tekst 1 Lijst met inhoud en bestelnummers van de producten

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk