

## 1100833 - Lampje WA 06500 - 3,5V - halogeen - 1 st



### Beschrijving

Reserve LED lampje geschikt voor de Macroview otoscoop van Welch Allyn. De SureColor LED-technologie zorgt voor een reductie van de lichtintensiteit om verblinding tegen te gaan en het patiëntcomfort te vergroten. Dit terwijl het helder zicht behouden blijft. Het lampje heeft een lange levensduur met een garantie van maar liefst 7 jaar.

### Specificaties

<b>Merk</b>	WelchAllyn
<b>Compatibel met</b>	Otoscoop WelchAllyn - Macroview type WA 23810 - 3,5V; Otoscoop WelchAllyn - Macroview type WA 23820 - 3,5V
<b>sku</b>	1100833
<b>Bestemming vervanglampje</b>	Otoscoop
<b>Voltage</b>	3,5 V
<b>Type verpakking</b>	Stuk