

## 1103277 - Tork advanced wash cloth folded H3 - 4-laags - 19 x 25 cm - 2400 vellen - 20 x 120 st



### Beschrijving

Biedt extra zorg voor uw patiënten met de **Tork** Wasdoek Geavanceerd, ideaal voor het wassen van patiënten met water en milde zeep. De wasdoeken zijn sterk en zacht.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Tork
<b>SKU leverancier</b>	747400
<b>Samenstelling</b>	Houtvezels
<b>Normeringen</b>	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001
<b>Ongevouwen breedte</b>	25 cm
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Lagen</b>	4-laags
<b>Type verpakking</b>	Doos