

1003380 - Loopzool - Cellona® Shoecast met velcro 2 - Links - maat 39 - 42 - 1 st



Beschrijving

L&R loopzool Cellona® Shoecast met velcro met anatomisch gevormd voetbed dat aangepast kan worden aan de voet. Loopzool die geschikt is om te dragen over gips -en synthetische castverbanden en bescherming biedt van het verband tegen vuil en vocht. De Cellona Shoecast bezit een hoge mate van lengte- en dwarsstabiliteit. De loopzool is slijtvast. Een hoog omsluitende hielkap zorgt voor betrouwbare grip. De klittenbandsluiting is traploos kruislings te verstellen.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|--|
| Merk | Lohmann Rauscher |
| Samenstelling | Buitenzool (loopvlak): thermoplastisch rubber, binnenzool: schuimlaag: polyethyleen, kartonlaag: polypropyleen/chloropreenrubberlijm, naaigaren: polyester, bovengedeelte: netweefsel (buiten): polyester, schuim (tussenlaag): polyurethaan, naaigaren: polyester, klittenbanden: polyamide |
| Doelgroep | Volwassenen |
| Links/rechts | Links |
| Maat | 39-42 |
| Europese Regelgeving | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| Type verpakking | Stuk |