

1509486 - Manuele bloeddrukmeter DS54 - 1 slang - velcromanchet - etui - 1 st



Beschrijving

DS54 bloeddrukmeter van **Welch Allyn** is een schokbestendige robuuste bloeddrukmeter dankzij de technologie van DuraShock. De bloeddrukmeter is bovendien ook slag -en stootvast en biedt weerstand wanneer hij valt zonder de kalibratie te verstoren.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
Type bloeddrukmeter	Aneroïde bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk