

## 1509486 - Manuele bloeddrukmeter DS54 - 1 slang - velcromanchet - etui - 1 st



### Beschrijving

DS54 bloeddrukmeter van **Welch Allyn** is een schokbestendige robuuste bloeddrukmeter dankzij de technologie van DuraShock. De bloeddrukmeter is bovendien ook slag -en stootvast en biedt weerstand wanneer hij valt zonder de kalibratie te verstoren.

### Specificaties

<b>Merk</b>	WelchAllyn
<b>sku</b>	1509486
<b>Type bloeddrukmeter</b>	Aneroïde bloeddrukmeters
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
<b>Type verpakking</b>	Stuk