

## 1007599 - Tricotkous - arm - 5 cm x 25 m - 1 st



### Beschrijving

Deze tricotkous is een soepel en huidvriendelijk onderverband voor starre gips- en castverbanden. De naadloos gebreide kous van katoengaren is vooral tricotelastisch in de breedte en zorgt daardoor voor aanpassing en een aangenaam draaggevoel.

De tricotkous wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de verzorging of de ploovrije huidbedekking van een amputatiestomp. Ze zijn zo nodig steriliseerbaar bij 121°C.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Lohmann Rauscher
<b>Samenstelling</b>	100% ongebleekt katoen
<b>Steriel</b>	Nee
<b>sku</b>	1007599
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Maat</b>	5 cm x 25 m
<b>Sterilisatie methode</b>	Stoom
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk