

## 1609107 - Tena Proskin Slip Plus Medium - 3 x 30 st



### Beschrijving

TENA Slip Plus is een open ééndelig incontinentieproduct met verstelbare strips voor een perfecte pasvorm, comfort en bescherming tegen doorlekken. TENA ProSkin Slip heeft zacht textielachtig materiaal, een nauwsluitende pasvorm en een superabsorberende kern voor uitstekende bescherming tegen doorlekken. Het product is ideaal voor half-mobiele of minder mobiele mensen.

Dankzij FeelDry Advanced™ wordt het vocht snel weggeleid van het oppervlak om de huid droog te houden. Vervolgens worden zelfs grotere hoeveelheden urine snel opgesloten door de absorberende kern, voor een droog gevoel, en de volledig ademende achterzijde van ConfioAir™ zorgt dat de huid kan ademen. Al deze kenmerken zorgen dat de natuurlijke gezondheid van de huid wordt behouden.

Dankzij het open ontwerp met sterke, klevende bevestigingsstrips kan het product zowel stand als liggend worden verwisseld en kan het eenvoudig opnieuw vastgemaakt of versteld worden voor een perfecte, betrouwbare pasvorm. Voor een fris gevoel bevat het product een Odour Neutralizer en een urine-indicator die aangeeft wanneer het tijd is om het product te vervangen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	essity_tena
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Karton