

1605713 - Surgicel original - 5 x 35 cm - steriel - 10 st



Beschrijving

SURIGCEL™ Original is een steriel resorbeerbaar gaas bereid door de gecontroleerde oxidatie van geregenereerde cellulose.

Wordt als hulpmiddel gebruikt bij chirurgische ingrepen om capillaire, veneuze en kleine arteriële bloedingen onder controle te krijgen wanneer ligatie of andere conventionele methoden niet praktisch of effectief zijn. Het is meteen klaar voor gebruik rechtstreeks vanuit de verpakking, te bewaren op kamertemperatuur.

Specificaties

Merk	Ethicon
sku	1605713
Steriel	Ja
Maat	5 x 35 cm
Type verpakking	Doos