

1511164 - Seca 376 digitale babyweegschaal met extra groot weegplateau - klasse III - 20 kg - 1 st



Beschrijving

Ergonomisch, handig en tijdsbesparend: dat zijn de trefwoorden die de seca 376 definiëren. Dankzij het extra grote platform kunt u een zittende peuter tot 20 kg wegen, zelfs als het kind niet kan stilzitten. De verstelbare dempingsfunctie zorgt in combinatie met de Auto-HOLD functie voor snel en nauwkeurig werk. Nettogewicht van een baby met luier? Kies TARA. De hoeveelheid borstmelk die aan een baby wordt gegeven? Gebruik de BMIF (functie borstvoedingsopname). Meten en wegen in één stap? Ja – dankzij de optionele meetlat seca 233.

- Instelbare demping
- TARRA, PAUZEREN, AUTOMATISCH PAUZEREN EN BMIF voor extra comfort
- Extra grote en ergonomische schaal voor veilig wegen
- Met de optionele meetstang seca 233 wordt de weegschaal uitgebreid tot een meetstation

Specificaties

Merk	Seca
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Ja
Max. gewicht	20 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Nee
Bebat tax	0.06 EUR
Automatisch step-on functie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1511164
Gradatie weegschaal	5 g < 7,5 kg > 10 g
Klasse weegschalen	Klasse III
Type weegschaal	Digitale babyweegschalen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk