

**1531046 - Tork Xpress countertop dispenser Multifold - wit - H2 -  
274 x 382 x 169 mm - 1 st**



## Beschrijving

De Tork Xpress® Multifold Countertop Handdoek Dispenser uit de Tork Elevation-lijn vormt een geweldig alternatief voor een stapel losse handdoeken op het aanrecht in de sanitaire ruimte. Tork Elevation-dispensers hebben een functioneel, modern ontwerp dat een blijvende indruk maakt op uw bezoekers.

- Vel-voor-vel-uitgave voor verminderd verbruik en verhoogde hygiëne
- Mooier uiterlijk en betere hygiëne in plaats van die stapel papieren handdoeken
- Dankzij het compacte formaat is de dispenser ideaal voor kleine ruimten of wanneer er geen ophangmogelijkheden zijn
- Eenvoudig onderhoud dankzij de vulindicator die aangeeft wanneer er bijna bijgevuld moet worden.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Tork
<b>Product afmetingen</b>	B 32.3 cm, H 21.8 cm, L 11.6 cm
<b>Samenstelling</b>	Plastiek
<b>Type dispenser</b>	Dispenser handdoeken
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Systeem</b>	H2 - Intergevouwen handdoek systeem
<b>Type verpakking</b>	Stuk