

1543675 - Beker 2 deksels 4/12 mm - rood - 250 ml - 1 st



Beschrijving

Deze tuitbeker is vaatwasbestendig tot 65°C en autoclaveerbaar tot 130°C.

Specificaties

Handvat	Ja
Schaalaanduiding	Nee
Samenstelling	Polypropyleen
sku	1543675
Deksel	Ja
Inhoud	250 ml
Kleur	Rood
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk