

1575995 - Fluid Rower E550 - zilver brons



Beschrijving

FDF Evolution E550 roeitrainer kenmerkt zich door een unieke semi-isokinetische eigenschap van 10 verschillende weerstanden.

Deze roeitrainer biedt veelzijdigheid voor je cardio sessies, warming-ups, cooling-downs en revalidatie. Het robuuste ontwerp is in hoogte verstelbaar en is dankzij zijn compacte ontwerp makkelijk op te bergen.

Voordelen

- Bluetooth monitor
- Gepatenteerde Twin Tank met 10 weerstandsniveaus
- Compact, ruimtebesparend ontwerp
- Individueel verstelbare voetsteunen en -riemen, met hielsteunen
- Ergonomische, antislip en extra hoge zitting voor ultiem comfort
- Smartphone houder compatibel
- Afmetingen: L: 213 x B: 54 x H: 56 cm
- Gewicht: 30.84 kg
- Max. gebruikersgewicht 150 kg

Specificaties

Merk	fluid
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk